

NuRevolution Match (41) Love At First Sight

Produktinformationen



Produktkurzübersicht

Vegan friendly - ohne Tierversuche entwickelt!

Beschreibung

NuRevolution Match (41) Love at First Sight - Ein unwiderstehliches Farbduo für Ihre Nägel

Verlieben Sie sich in **NuRevolution Match (41) Love at First Sight**, die perfekte Kombination aus langanhaltendem Gel Polish und hochpigmentiertem Nagellack in einem wunderschönen, satten Rotton.

Dieses Set bietet Ihnen die ideale Abstimmung für Ihre Maniküre und Pediküre:

- **Langanhaltender Soak-Off Gel Polish (15ml):**

- Geeignet für die Anwendung unter UV- und LED-Lampen.
- Aushärtungszeit: 2 Minuten unter UV-Licht, 30 Sekunden unter LED-Licht.
- Bietet bis zu 25 Tage lang perfekten Halt und strahlenden Glanz.

- **Schnelltrocknender veganer Nagellack (15ml):**

- Die ideale Ergänzung zum Gel Polish für perfekt abgestimmte Fußnägel.
- Schnelltrocknende Formel für eine einfache und zeitsparende Anwendung.

NuRevolution Match (41) Love at First Sight – die unwiderstehliche Versuchung für alle, die ein professionelles Ergebnis und langanhaltende Farbe lieben.

Technische Details & Preise

Artikelnummer	NR041M
Artikelgewicht	0,14 kg
Versandgewicht	0,15 kg
Inhaltsstoffe	Gel: Polyurthane-24 Methyl Methacrylate, Isobornyl Acrylate, Trimethylbenzoyl, Diphenylphosphine Oxide, Polyacrylate-15, Propylene-Carbonate, Stearalkonium, Retinyl Palmitate, Tocophenyl Acetate, CI77492, CI77007, CI45410. Nagellack: Buthyl Acetate, Nitrocellulose, Ethyl Acetate, Silica Dimethyl, Sucrose Acetate Isobutryate, Dipropylene Glycol Dibenzoate, Isopropyl Alcohol, Alcohol, Octocrylene, Disiloxane, CI55850, CI5865, CI5985.
Anwendungstipps	Nägel vorbereiten und anschließend zuerst ein Basegel auftragen und aushärten. Nun zwei Schichten NuRevolution Gel auftragen, wobei zwischen die erste Schicht erst einmal aushärten sollte, bevor die zweite Schicht folgt (LED30s/UV60s). Anschließend ein Top Coat auftragen und aushärten lassen.
Unverbindlicher Preis	5,95 EUR inkl. 19% USt., zzgl. Versand
Produkt online ansehen	