

ibd Just Gel Polish - Aphrodite 14ml

Produktinformationen



Keine weiteren Bilder

Produktkurzübersicht

Professionelle Gelmodellagen in kompakter Form!

Beschreibung

Göttlich glänzen mit ibd Just Gel Polish "Aphrodite"

Tauchen Sie ein in die Welt des glamourösen Nageldesigns mit dem **ibd Just Gel Polish in "Aphrodite" (14ml)**. Dieser faszinierende Gellack hüllt Ihre Nägel in ein edles Silber, das mit unzähligen Glitzerpartikeln veredelt ist. Wie ein Sternenhimmel auf Ihren Fingernägeln – einfach himmlisch!

Das Produktbild zeigt die einzigartige Textur des Gellacks, die für ein gleichmäßiges und streifenfreies Ergebnis sorgt. Der zarte Schimmer, der durch das Silber hindurchschimmert,

verspricht einen Hauch von Luxus und Eleganz.

Neben dem atemberaubenden Look überzeugt der ibd Just Gel Polish "Aphrodite" mit seinen inneren Werten:

- **Einfache Anwendung:** Die geschmeidige Textur und der praktische Pinsel ermöglichen ein präzises Auftragen – wie bei herkömmlichem Nagellack.
- **Starke Deckkraft:** Bereits eine Schicht genügt für ein intensives Farbergebnis und langanhaltende Freude an Ihrer Maniküre.
- **Langanhaltende Studioqualität:** Genießen Sie wochenlang makellose, kratzfeste Nägel, die ihre Leuchtkraft behalten.
- **Gestärkte Nägel:** Die spezielle Formel stärkt die Nagelstruktur und macht sie widerstandsfähiger gegen Absplittern und Brechen.

ibd Just Gel Polish "Aphrodite" – die perfekte Wahl für alle, die ein Statement setzen und mit himmlischem Glanz verzaubern wollen!

Für größere Bestellmengen kontaktieren Sie uns gerne telefonisch oder per E-Mail.

Technische Details & Preise

Artikelnummer	56 542
Artikelgewicht	0,03 kg
Versandgewicht	0,03 kg

Mögliche Schwitzschicht mit Cleanser oder
Alkohol entfernen

Anwendungstipp

Preis 11,90 € UVP 11,90 € 19% USt., zzgl. Versand

[Produkt online ansehen](#)

ibd Just Gel Polish Base Coat auftragen und unter
LED/UV Licht aushärten lassen

LED: 30 Sekunden

UV: 60 Sekunden

1-2 Schichten des gewählten ibd Just Gel Polish
auftragen und unter LED/UV Licht aushärten
lassen

LED: 30 Sekunden

UV: 60 Sekunden

Zur Versiegelung ibd Just Gel Polish Top Coat
auftragen und unter LED/UV Licht aushärten
lassen

LED: 30 Sekunden

UV: 120 Sekunden