

ibd Just Gel Polish - Brandy Wine 14ml

Produktinformationen



Produktkurzübersicht

Professionelle Gelmodellagen in kompakter Form!

Beschreibung

ibd Just Gel Polish - Brandy Wine 14ml: Verlieben Sie sich in langanhaltende Farbe!

Suchen Sie nach einer Gelnägel-Lösung, die Salonqualität mit einfacher Anwendung vereint? Dann ist der ibd Just Gel Polish in der Farbe Brandy Wine genau das Richtige für Sie!

Dieser luxuriöse Gellack in einem tiefen, verführerischen Burgunderrot verleiht Ihren Nägeln einen Hauch von Eleganz und Dramatik. Die hochpigmentierte Formel sorgt für eine satte Farbdeckung schon nach der ersten Schicht, während die langlebige Gel-Formel für bis zu zwei

Wochen makellosen Glanz und splitterfreie Nägel sorgt.

Die Vorteile auf einen Blick:

- **Leicht aufzutragen:** Die geschmeidige Textur gleitet wie Nagellack und ermöglicht ein gleichmäßiges, streifenfreies Ergebnis – auch für Anfänger geeignet.
- **Schnelle Aushärtung:** Härtet unter LED- oder UV-Lampen aus, für eine zeitsparende Maniküre.
- **Intensive Farbe, strahlender Glanz:** Genießen Sie satte, deckende Farbe und einen atemberaubenden Glanz, der lange anhält.
- **Stärkt die Nägel:** Die Gel-Formel stärkt die Naturnägel und schützt sie vor Brüchen und Absplitterungen.

ibd Just Gel Polish - Brandy Wine ist die perfekte Wahl für alle, die sich ein professionelles Ergebnis für zu Hause wünschen. Ob für besondere Anlässe oder den Alltag, dieser Gellack wird Sie mit seiner langanhaltenden Farbe und dem strahlenden Glanz begeistern.

Inhalt: 14ml / 0.5 fl oz

Für größere Mengen kontaktieren Sie uns gerne per Telefon oder E-Mail.

Technische Details & Preise

Artikelnummer	56 518
Artikelgewicht	0,03 kg
Versandgewicht	0,03 kg

LED: 30 Sekunden
UV: 120 Sekunden

Mögliche Schweißschicht mit Cleanser oder
Alkohol entfernen

Anwendungshinweise

Ungewaschen. 19% USt., zzgl. Versand

Produkt online ansehen

ibd Just Gel Polish Base Coat auftragen und unter
LED/UV Licht aushärten lassen

LED: 30 Sekunden
UV: 60 Sekunden

1-2 Schichten des gewählten ibd Just Gel Polish
auftragen und unter LED/UV Licht aushärten
lassen

LED: 30 Sekunden
UV: 60 Sekunden

Zur Versiegelung ibd Just Gel Polish Top Coat
auftragen und unter LED/UV Licht aushärten
lassen