

## ibd Just Gel Polish - Con-Fuchsion 14ml

### Produktinformationen



### Produktkurzübersicht

Professionelle Gelmodellagen in kompakter Form!

### Beschreibung

## ibd Just Gel Polish - Con-fuchsion 14ml: Verlieben Sie sich in langanhaltende Farbe!

Suchen Sie nach einer Maniküre, die so strahlend und einzigartig ist wie Sie selbst? Dann ist der ibd Just Gel Polish in Con-fuchsion genau das Richtige für Sie! Dieser funkelnde Violetttön mit feinem Glitzer verleiht Ihren Nägeln einen Hauch von Glamour und lässt sich dank der praktischen 14ml Flasche einfach auftragen.

### Was macht den ibd Just Gel Polish so besonders?

- 
- **Einfache Anwendung:** Tragen Sie ihn wie herkömmlichen Nagellack auf und härten Sie ihn unter einer LED- oder UV-Lampe aus – fertig ist die langanhaltende Maniküre in Studioqualität!
  - **Atemberaubende Farbe:** Die hochpigmentierte Formel sorgt für eine satte und gleichmäßige Farbabdeckung mit nur einem Auftrag.
  - **Langanhaltender Glanz:** Genießen Sie wochenlang strahlende und kratzfeste Nägel, die alle Blicke auf sich ziehen.
  - **Gesunde Nägel:** Die Formel stärkt die Nagelstruktur und schützt vor Brüchen und Absplitterungen.

**Con-fuchsion:** Der perfekte Violetton mit Glitzerpartikeln für alle, die es glamourös und extravagant mögen. Ob für den Alltag oder besondere Anlässe – mit diesem Farbton setzen Sie ein Statement!

**Inhalt:** 14 ml (0,5 fl oz)

**Entdecken Sie die Welt der langanhaltenden Maniküre mit dem ibd Just Gel Polish!**

### Technische Details & Preise

|                |         |
|----------------|---------|
| Artikelnummer  | 56 525  |
| Artikelgewicht | 0,03 kg |
| Versandgewicht | 0,03 kg |

---

Alkohol entfernen

Anwendungshinweise

Preis 14,90 EUR inkl. 19% USt., zzgl. Versand

[Produkt online ansehen](#)

ibd Just Gel Polish Base Coat auftragen und unter LED/UV Licht aushärten lassen

LED: 30 Sekunden

UV: 60 Sekunden

1-2 Schichten des gewählten ibd Just Gel Polish auftragen und unter LED/UV Licht aushärten lassen

LED: 30 Sekunden

UV: 60 Sekunden

Zur Versiegelung ibd Just Gel Polish Top Coat auftragen und unter LED/UV Licht aushärten lassen

LED: 30 Sekunden

UV: 120 Sekunden

Mögliche Schwitzschicht mit Cleanser oder