

ibd Just Gel Polish - Hot Spring 14ml

Produktinformationen



Produktkurzübersicht

Professionelle Gelmodellagen in kompakter Form!

Beschreibung

ibd Just Gel Polish - Hot Springs (14 ml)

Tauchen Sie ein in die Welt strahlender Maniküren mit ibd Just Gel Polish in der Nuance "Hot Springs"!

Dieser hochwertige Gellack vereint professionelle Studioqualität mit spielend leichter Anwendung. Die cremige Textur lässt sich dank des praktischen Pinsels präzise auftragen und sorgt für ein ebenmäßiges, streifenfreies Ergebnis - wie frisch aus dem Nagelstudio!

"Hot Springs" verzaubert mit einem kristallklaren Finish, das Ihren Nägeln einen Hauch von eleganter Schlichtheit verleiht. Die hochpigmentierte Formel garantiert eine intensive Farbgebung bereits nach der ersten Schicht. Genießen Sie langanhaltende Farbe und Glanz, die bis zu 3 Wochen perfekt bleiben!

Vorteile auf einen Blick:

- **Einfaches Auftragen und Ablösen:** Die gelartige Textur ermöglicht ein müheloses Auftragen, während die Aushärtung unter LED- oder UV-Licht für schnell trocknende Nägel sorgt.
- **Hohe Farbdeckung:** Bereits eine Schicht genügt für ein deckendes und gleichmäßiges Farbergebnis.
- **Langanhaltende Studioqualität:** Genießen Sie strahlende Farbe und Glanz, die bis zu 3 Wochen halten - ohne Absplittern oder Verblassen.
- **Vielseitig einsetzbar:** Ob pur für einen natürlich schönen Look oder als Basis für kreative Nailarts - "Hot Springs" bietet Ihnen unzählige Gestaltungsmöglichkeiten.

Inhalt: 14 ml / 0.5 fl oz

Entdecken Sie die Welt der langanhaltenden Maniküren mit ibd Just Gel Polish und lassen Sie Ihre Nägel in strahlendem Glanz erstrahlen!

Technische Details & Preise

Artikelnummer	56 599
Artikelgewicht	0,03 kg
Versandgewicht	0,03 kg

lassen
LED: 30 Sekunden
UV: 120 Sekunden

Mögliche Schwitzschicht mit Cleanser oder
Alkohol entfernen

Anwendungstipp

Preis 11,90 € inkl. 19% USt., zzgl. Versand

[Produkt online ansehen](#)

ibd Just Gel Polish Base Coat auftragen und unter
LED/UV Licht aushärten lassen

LED: 30 Sekunden
UV: 60 Sekunden

1-2 Schichten des gewählten ibd Just Gel Polish
auftragen und unter LED/UV Licht aushärten
lassen

LED: 30 Sekunden
UV: 60 Sekunden

Zur Versiegelung ibd Just Gel Polish Top Coat
auftragen und unter LED/UV Licht aushärten