


Produktdatenblatt

Art.-Nr. 56 903

ibd Just Gel Polish - Getting Twiggy with It 14ml

Produktinformationen

Online ansehen: www.maiwell.com/ibd-just-gel-polish-getting-twiggy-with-it



Produktkurzübersicht

Professionelle Gelmodellagen in kompakter Form!

Beschreibung

ibd Just Gel Polish - Getting Twiggy With It 14ml

Verleihen Sie Ihren Nägeln einen Hauch von Glamour mit dem ibd Just Gel Polish in "Getting Twiggy With It"!

Dieser funkelnde silberne Gellack lässt Ihre Nägel in einem edlen Glitzer erstrahlen und sorgt für einen umwerfenden Look, der alle Blicke auf sich zieht. Die hochpigmentierte Formel garantiert eine intensive Farbdeckung mit nur einem Auftrag.

Die Vorteile auf einen Blick:

- **Strahlender Glitzer-Effekt:** Verwandeln Sie Ihre Nägel in funkelnde Highlights.
- **Einfaches Auftragen:** Die geschmeidige Textur lässt sich dank des praktischen Pinsels präzise und streifenfrei auftragen – wie ein herkömmlicher Nagellack.
- **Langanhaltende Studioqualität:** Genießen Sie bis zu 2 Wochen lang makellose, kratzfeste Nägel mit hochglänzendem Finish.
- **Schnelle Aushärtung:** Unter einer LED- oder UV-Lampe härtet der Gellack schnell aus.
- **Schonende Formulierung:** Stärkt die Nagelstruktur und macht sie widerstandsfähiger.

Inhalt: 14 ml

Anwendung:

1. Bereiten Sie Ihre Nägel wie gewohnt für eine Gel-Maniküre vor.
2. Tragen Sie eine dünne Schicht ibd Just Gel Polish "Getting Twiggy With It" auf.
3. Härten Sie den Lack unter einer LED- oder UV-Lampe gemäß den Anweisungen des Lampenherstellers aus.
4. Wiederholen Sie die Schritte 2 und 3 für eine intensivere Farbdeckung.
5. Versiegeln Sie die Maniküre mit einem ibd Top Coat Ihrer Wahl (separat erhältlich).

Entdecken Sie jetzt den ibd Just Gel Polish "Getting Twiggy With It" und erleben Sie funkelnde Maniküren in Profi-Qualität!

Technische Details & Preise	
Artikelnummer	56 903
Artikelgewicht	0,03 kg
Versandgewicht	0,03 kg
Anwendungstipps	Nägel vorbereiten ibd Just Gel Polish Base Coat auftragen und unter LED/UV Licht aushärten lassen LED: 30 Sekunden UV: 60 Sekunden

1-2 Schichten des gewählten ibd Just Gel Polish auftragen und unter LED/UV Licht aushärten lassen

LED: 30 Sekunden

UV: 60 Sekunden

Zur Versiegelung ibd Just Gel Polish Top Coat auftragen und unter LED/UV Licht aushärten lassen

LED: 30 Sekunden

UV: 120 Sekunden

Mögliche Schwitzschicht mit Cleanser oder Alkohol entfernen

Unverbindlicher Preis

11,90 EUR inkl. 19% USt., zzgl. [Versand](#)

Produkt online ansehen

Alle aktuellen Informationen, Bewertungen und die direkte Bestellmöglichkeit finden Sie jederzeit auf unserer Produktseite.

Produkt online ansehen

QR-Code scannen

www.maiwell.com/ibd-just-gel-polish-getting-twiggly-with-it

Fragen zum Produkt? Wir beraten Sie gerne: **+49 441 3794848-0** · mai@maiwell.com