

ibd Just Gel Polish - Cashmere Cutie 14ml

Produktinformationen



Produktkurzübersicht

Professionelle Gelmodellagen in kompakter Form!

Beschreibung

ibd Just Gel Polish - Cashmere Cutie 14ml: Verlieben Sie sich in unwiderstehlichen Glanz!

Suchen Sie einen Gellack, der Glamour und Widerstandsfähigkeit in einem vereint? Dann ist der **ibd Just Gel Polish - Cashmere Cutie** genau das Richtige für Sie! Dieser hochwertige Gellack in elegantem Silber verleiht Ihren Nägeln einen traumhaft glänzenden Look, der alle Blicke auf sich zieht.

Die Vorteile auf einen Blick:

-
- **Einfach in der Anwendung:** Dank der handlichen Flasche und der geschmeidigen Textur lässt sich der Gellack so leicht wie Nagellack auftragen.
 - **Maximale Farbkraft:** Die hochpigmentierte Formel sorgt für eine satte, ebenmäßige Farbe bereits nach der ersten Schicht.
 - **Langanhaltende Studioqualität:** Freuen Sie sich auf makellose, kratzfeste Nägel für bis zu drei Wochen.
 - **Schnelle Aushärtung:** Der ibd Just Gel Polish härtet unter LED- und UV-Lampen aus.
 - **Stärkt die Nägel:** Die Formel stärkt die Nagelstruktur und macht sie widerstandsfähiger gegen Absplintern und Brüche.

Ergebnis: Traumhaft schöne, langanhaltende Maniküren in Salonqualität – ganz einfach zu Hause!

Inhalt: 14ml

Kontaktieren Sie uns gerne, wenn Sie größere Mengen dieses Produkts bestellen möchten.

Technische Details & Preise

Artikelnummer	56 922
Artikelgewicht	0,03 kg
Versandgewicht	0,03 kg
Anwendungstipps	Nägel vorbereiten

ibd Just Gel Polish Base Coat auftragen und unter LED/UV Licht aushärten lassen
LED: 30 Sekunden
UV: 60 Sekunden

1-2 Schichten des gewählten ibd Just Gel Polish auftragen und unter LED/UV Licht aushärten lassen
LED: 30 Sekunden
UV: 60 Sekunden

Zur Versiegelung ibd Just Gel Polish Top Coat auftragen und unter LED/UV Licht aushärten lassen
LED: 30 Sekunden
UV: 120 Sekunden

Mögliche Schwitzschicht mit Cleanser oder Alkohol entfernen

Unverbindlicher Preis	11,90 EUR inkl. 19% USt., zzgl. Versand
------------------------------	--

Produkt online ansehen
