

ibd Just Gel Polish - Billion Heiress 14ml

Produktinformationen



Produktkurzübersicht

Professionelle Gelmodellagen in kompakter Form!

Beschreibung

Gönnen Sie Ihren Nägeln den Luxus, den sie verdienen - mit ibd Just Gel Polish in "Billion Heiress"!

Dieser hochwertige Gellack in edlem Silber verleiht Ihren Nägeln einen Hauch von Glamour und lässt Sie erstrahlen wie eine wahre Millionärin. Die spezielle Formel mit feinem Glitzer sorgt für ein atemberaubendes Finish und zieht alle Blicke auf Ihre Hände.

ibd Just Gel Polish "Billion Heiress" vereint die einfache Anwendung eines Nagellacks mit der langen Haltbarkeit und dem brillanten Glanz eines professionellen Gels. Die hohe Pigmentierung

garantiert eine satte Farbabgabe mit nur einem Auftrag.

Ihre Vorteile auf einen Blick:

- **Luxuriöse Farbe:** Schimmerndes Silber mit feinem Glitzer für einen Hauch von Glamour
- **Einfache Anwendung:** Lässt sich mühelos auftragen und ablösen wie ein herkömmlicher Nagellack
- **Hohe Deckkraft:** Schon ein Auftrag genügt für ein perfektes Ergebnis
- **Langanhaltende Studioqualität:** Bis zu 3 Wochen makelloser Glanz
- **Stärkt die Nägel:** Macht die Nagelstruktur widerstandsfähiger gegen Absplittern und Brechen
- **Schnelltrocknend:** Geeignet für LED/UV-Lampen
- **Inhalt:** 14 ml

ibd Just Gel Polish "Billion Heiress" – für alle, die sich einen Hauch Luxus gönnen und ihre Nägel zum Strahlen bringen wollen!

Bei Interesse an größeren Mengen dieses Produkts kontaktieren Sie uns gerne per Telefon oder E-Mail.

Technische Details & Preise

Artikelnummer	56 927
Artikelgewicht	0,03 kg
Versandgewicht	0,03 kg

UV: 120 Sekunden

Mögliche Schwitzschicht mit Cleanser oder
Alkohol entfernen

Anwendungsschritt

Preis 11,90 € USt. 19% USt., zzgl. Versand

[Produkt online ansehen](#)

ibd Just Gel Polish Base Coat auftragen und unter
LED/UV Licht aushärten lassen

LED: 30 Sekunden

UV: 60 Sekunden

1-2 Schichten des gewählten ibd Just Gel Polish
auftragen und unter LED/UV Licht aushärten
lassen

LED: 30 Sekunden

UV: 60 Sekunden

Zur Versiegelung ibd Just Gel Polish Top Coat
auftragen und unter LED/UV Licht aushärten
lassen

LED: 30 Sekunden