


## LeChat Perfect Match 2 x 15ml - Angel From Above

### Produktinformationen



### Produktkurzübersicht

Das perfekte Paar für den perfekten Look!

### Beschreibung

## LeChat Perfect Match 2 x 15ml - Angel From Above: Himmlischer Glanz für Ihre Nägel

Erleben Sie doppelte Schönheit mit dem LeChat Perfect Match Duo in der Nuance "Angel From Above". Dieses Set verwöhnt Sie mit dem perfekt aufeinander abgestimmten Perfect Match Gellack und dem Dare to Wear Nagellack in einem zarten, himmlischen Blau - ideal für einen eleganten und modernen Look.

---

## Das Dream-Team für Ihre Nägel:

- **Langanhaltende Farbe:** Der hochpigmentierte Gellack schenkt Ihnen wochenlangen, kratzfesten Glanz, während der Dare to Wear Nagellack für eine schnelle Auffrischung oder einen spontanen Farbakzent sorgt.
- **Hochdeckend & Glänzend:** Beide Lacke überzeugen mit einer hochdeckenden Formel, die bereits nach dem ersten Auftragen für ein makellostes Ergebnis sorgt. Genießen Sie den intensiven Farbglanz und den eleganten Look.
- **Einfache Anwendung:** Die einzigartige Textur lässt sich streifenfrei auftragen und ermöglicht sowohl Anfängern als auch Profis ein professionelles Ergebnis.

**Verwöhnen Sie Ihre Nägel mit der himmlischen Schönheit von "Angel From Above" und erleben Sie langanhaltenden Glanz und Farbe!**

### Technische Details & Preise

|                |         |
|----------------|---------|
| Artikelnummer  | PMS070  |
| Artikelgewicht | 0,15 kg |
| Versandgewicht | 0,15 kg |

---

UV: 3 Minuten

6. Schweißschicht entfernen

Anwendungshinweise

14,95 EUR inkl. 19% USt., zzgl. Versand

[Produkt online ansehen](#)

2. 1 Schicht Grundierungsgel auftragen und aushärten lassen

**Aushärtungszeit**

LED: 1 Minute

UV: 2 Minuten

3. 1 dünne Schicht des LECHAT Gel Polish auftragen und aushärten lassen

**Aushärtungszeit**

LED: 30 Sekunden

UV: 1 Minute

4. 1 weitere dünne Schicht des LECHAT Gel Polish auftragen und aushärten lassen

**Aushärtungszeit**

LED: 30 Sekunden

UV: 1 Minute

5. 1 Schicht Versiegelungsgel auftragen und aushärten lassen

**Aushärtungszeit**

LED: 2 Minuten