


LeChat Perfect Match 2 x 15ml - Mint Jubilee

Produktinformationen



Produktkurzübersicht

Das perfekte Paar für den perfekten Look!

Beschreibung

LeChat Perfect Match Duo: Mint Jubilee - Zartes Mintgrün für einen Hauch von Frische

Entdecken Sie die perfekte Kombination für strahlende und langanhaltende Farbe auf Ihren Nägeln: Das **LeChat Perfect Match Duo in Mint Jubilee** vereint den beliebten Perfect Match Gellack mit dem passenden Dare to Wear Nagellack in einem unwiderstehlichen Set.

Der sanfte Mintton **Mint Jubilee** verleiht Ihren Nägeln einen Hauch von Frische und Eleganz und passt perfekt zu jedem Anlass. Ob cremig deckend oder mit einem Hauch von Schimmer, die

besondere Formulierung beider Lacke sorgt für ein makelloses, glänzendes Finish, das alle Blicke auf sich zieht.

Das LeChat Perfect Match Duo - Mint Jubilee bietet Ihnen:

- **Zwei aufeinander abgestimmte Farbtöne:** Gellack und klassischer Nagellack in Mint Jubilee
- **Einfache Anwendung:** Für ein professionelles Ergebnis auch zu Hause
- **Hohe Deckkraft:** Für intensive Farbe bereits nach der ersten Schicht
- **Langanhaltender Glanz:** Für wochenlange Freude an Ihrer Maniküre
- **Inhalt:** 2 x 15 ml

Verleihen Sie Ihrem Look mit dem **LeChat Perfect Match Duo - Mint Jubilee** das gewisse Etwas und genießen Sie die Aufmerksamkeit, die Ihnen mit diesem zarten Pastellton sicher sein wird.

Technische Details & Preise

Artikelnummer	PMS116
Artikelgewicht	0,15 kg
Versandgewicht	0,15 kg

LED: 2 Minuten

UV: 3 Minuten

6. Schwitzschicht entfernen

Anwendungshinweise

14,29 EUR mit 19% USt., zzgl. Versand

[Produkt online ansehen](#)

2. 1 Schicht Grundierungsgel auftragen und aushärten lassen

Aushärtungszeit

LED: 1 Minute

UV: 2 Minuten

3. 1 dünne Schicht des LECHAT Gel Polish auftragen und aushärten lassen

Aushärtungszeit

LED: 30 Sekunden

UV: 1 Minute

4. 1 weitere dünne Schicht des LECHAT Gel Polish auftragen und aushärten lassen

Aushärtungszeit

LED: 30 Sekunden

UV: 1 Minute

5. 1 Schicht Versiegelungsgel auftragen und aushärten lassen

Aushärtungszeit