

## ibd Just Gel Polish - Garter Your Heart 14ml

### Produktinformationen



### Produktkurzübersicht

Professionelle Gelmodellagen in kompakter Form!

### Beschreibung

## ibd Just Gel Polish - Garter Your Heart 14ml

**Verlieben Sie sich in makellose, langanhaltende Maniküren mit ibd Just Gel Polish - Garter Your Heart.**

Dieser hochwertige Gellack in einem hinreißenden Silberton mit feinem Glitzer verleiht Ihren Nägeln einen Hauch von Glamour und Eleganz. Die innovative Formel lässt sich dank der praktischen Verpackung so einfach auftragen wie herkömmlicher Nagellack und härtet unter LED- oder UV-Lampen aus. Erleben Sie strahlende Farbe, die bis zu zwei Wochen lang hält, ohne zu verblassen

---

oder abzublättern.

**ibd Just Gel Polish - Garter Your Heart bietet Ihnen:**

- **Einfaches Auftragen und Ablösen:** Genießen Sie ein stressfreies Maniküre-Erlebnis, das auch zu Hause mühelos gelingt.
- **Hohe Farbdeckung:** Bereits eine Schicht genügt für ein intensives und gleichmäßiges Farbergebnis.
- **Langanhaltende Studioqualität:** Freuen Sie sich über splitterfreie, hochglänzende Nägel, die wochenlang perfekt aussehen.
- **Stärkung der Nagelstruktur:** Die Formel macht die Nägel widerstandsfähiger und schützt sie vor Brüchen.

**Inhalt:** 14ml (0,5 fl oz)

**Verzaubern Sie Ihre Nägel mit ibd Just Gel Polish - Garter Your Heart und erleben Sie Farbe, die begeistert!**

**Für größere Mengen dieses Produkts kontaktieren Sie uns gerne per Telefon oder E-Mail.**

### Technische Details & Preise

|                |         |
|----------------|---------|
| Artikelnummer  | 56 982  |
| Artikelgewicht | 0,03 kg |
| Versandgewicht | 0,03 kg |

---

UV: 120 Sekunden

Mögliche Schwitzschicht mit Cleanser oder  
Alkohol entfernen

Anwendungshinweise

ibd Just Gel Polish Base Coat 11,90 € USt. 19% USt., zzgl. Versand

[Produkt online ansehen](#)

ibd Just Gel Polish Base Coat auftragen und unter  
LED/UV Licht aushärten lassen

LED: 30 Sekunden

UV: 60 Sekunden

1-2 Schichten des gewählten ibd Just Gel Polish  
auftragen und unter LED/UV Licht aushärten  
lassen

LED: 30 Sekunden

UV: 60 Sekunden

Zur Versiegelung ibd Just Gel Polish Top Coat  
auftragen und unter LED/UV Licht aushärten  
lassen

LED: 30 Sekunden