

## ibd Just Gel Polish - Cantina Hopping 14ml

Thông tin sản phẩm

Không có hình khác



### Tóm tắt sản phẩm

Mô hình gel chuyên nghiệp ở dạng nhỏ gọn!

### Mô tả

## ibd Just Gel Polish - Cantina Hopping 14ml: Sự quyến rũ kết hợp khả năng phục hồi

Trải nghiệm sự kỳ diệu của bộ móng sáng bóng tuyệt vời với ibd Just Gel Polish trong bóng râm “Cantina Hopping”. Sơn gel chất lượng cao này kết hợp màu sắc rạng rỡ với chất lượng lâu bền và dễ sử dụng.

**Lợi ích của bạn trong nháy mắt:**

- **Hiệu ứng bạc lấp lánh:** Màu "Cantina Hopping" gây ấn tượng với hiệu ứng bạc trang nhã, mang đến cho móng tay của bạn vẻ quyến rũ - hoàn hảo cho những dịp đặc biệt hoặc để tỏa sáng trong cuộc sống hàng

ngày.

- **Dễ sử dụng như sơn móng tay:** Nhờ thiết kế dạng chai tiện dụng và kết cấu lỏng, sơn gel có thể được sử dụng dễ dàng - giống như sơn móng tay thông thường.
- **Độ phủ màu cao và độ bền lâu:** Bạn sẽ trải nghiệm màu sắc đậm nét và kết quả đồng đều chỉ sau lớp sơn đầu tiên. Công thức đặc biệt đảm bảo độ bền và khả năng chống chịu lâu dài - móng tay không bị dầm trong nhiều tuần!
- **Thích hợp cho các thiết bị LED/UV:** ibd Just Gel Polish xử lý dưới đèn LED và đèn UV và do đó đảm bảo xử lý nhanh chóng và đáng tin cậy.

**Nội dung:** 14 ml (0,5 fl oz)

**Mang lại cho móng tay của bạn yếu tố đáng kinh ngạc với ibd Just Gel Polish – Cantina Hopping! Với những đơn hàng lớn, vui lòng liên hệ với chúng tôi qua điện thoại hoặc email.**

### Chi tiết kỹ thuật & giá

|                        |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
|------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Mã sản phẩm            | 66 994                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
| Trọng lượng sản phẩm   | 0,03 kg                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
| Trọng lượng vận chuyển | 0,03 kg                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
| Mẹo sử dụng            | Nägel vorbereiten<br><br>ibd Just Gel Polish Base Coat auftragen und unter LED/UV Licht aushärten lassen<br>LED: 30 Sekunden<br>UV: 60 Sekunden<br><br>1-2 Schichten des gewählten ibd Just Gel Polish auftragen und unter LED/UV Licht aushärten lassen<br>LED: 30 Sekunden<br>UV: 60 Sekunden<br><br>Zur Versiegelung ibd Just Gel Polish Top Coat auftragen und unter LED/UV Licht aushärten lassen<br>LED: 30 Sekunden<br>UV: 120 Sekunden<br><br>Mögliche Schwitzschicht mit Cleanser oder Alkohol entfernen |

|                            |                                                         |
|----------------------------|---------------------------------------------------------|
| <b>Giá không ràng buộc</b> | <b>11,90 EUR Bao gồm 19% Thuế GTGT, thêm Vận chuyển</b> |
|----------------------------|---------------------------------------------------------|

[Xem sản phẩm trực tuyến](#)