

ibd Just Gel Polish - Patchwork 14ml

Thông tin sản phẩm



Tóm tắt sản phẩm

Mô hình gel chuyên nghiệp ở dạng nhỏ gọn!

Mô tả

ibd Just Gel Polish - Patchwork (14ml)

Mang lại cho móng tay của bạn một chút ánh sáng lung linh trang nhã với ibd Just Gel Polish trong bóng "Chấp vá"!

Loại sơn gel chất lượng cao có tông màu bạc xà cừ tuyệt đẹp này gợi lên những bộ móng tay chất lượng như studio, sáng bóng tuyệt vời - tất cả đều dễ dàng thực hiện tại nhà.

Những lợi thế trong nháy mắt:

- **Dễ sử dụng:** Nhờ có cọ thiết thực, kết cấu mịn có thể được sơn chính xác và không có vết như sơn móng tay thông thường.
- **Độ che phủ mạnh:** Chỉ sau lớp đầu tiên, bạn sẽ trải nghiệm màu sắc đậm khiến móng tay của bạn tỏa sáng.
- **Kết quả lâu dài:** Mong đợi độ bóng hoàn hảo và màu sắc rạng rỡ lên đến 2 tuần - không bị nứt mẻ hay phai màu.
- **Công thức nhẹ nhàng:** Ibd Just Gel Polish củng cố cấu trúc móng và làm cho nó đàn hồi hơn.
- **Đa năng:** "Chấp vá" là màu hoàn hảo cho vẻ ngoài thanh lịch hàng ngày, kiểu móng tay kiểu Pháp tinh tế hoặc làm lớp nền lung linh cho các thiết kế nghệ thuật móng tay thú vị.

Ứng dụng:

1. Chuẩn bị móng tay của bạn như bình thường.
2. Phủ một lớp mỏng ibd Just Gel Polish.
3. Chứa lớp dưới đèn LED hoặc đèn UV (vui lòng tham khảo hướng dẫn sử dụng đèn để biết thời gian bảo dưỡng chính xác).
4. Lặp lại bước 2 và 3 để có màu sắc đậm hơn.
5. Phủ kín móng tay của bạn bằng một lớp sơn phủ ibd top coat để tăng độ bóng và độ bền.

Khám phá chất lượng chuyên nghiệp của ibd và tạo ra những bộ móng đẹp, lâu dài với Just Gel Polish trong "Patchwork"!

Với số lượng lớn hơn, vui lòng liên hệ với chúng tôi qua điện thoại hoặc email.

Chi tiết kỹ thuật & giá

Mã sản phẩm	56 849
Trọng lượng sản phẩm	0,03 kg
Trọng lượng vận chuyển	0,03 kg

LED: 30 Sekunden

UV: 120 Sekunden

Mögliche Schwitzschicht mit Cleanser oder Alkohol entfernen

Việc sử dụng

Nägel vorbereiten

ibd LED bao gồm 19% Thuế GTGT, thêm Vận chuyển

ibd Just Gel Polish an und unter

LED/UV Licht aushärten lassen

LED: 30 Sekunden

UV: 60 Sekunden

1-2 Schichten des gewählten ibd Just Gel Polish auftragen und unter LED/UV Licht aushärten lassen

LED: 30 Sekunden

UV: 60 Sekunden

Zur Versiegelung ibd Just Gel Polish Top Coat auftragen und unter LED/UV Licht aushärten lassen