


LeChat Perfect Match 2 x 15ml - Sốt Nóng

Thông tin sản phẩm



Tóm tắt sản phẩm

Cặp đôi hoàn hảo cho vẻ ngoài hoàn hảo!

Mô tả

LeChat Perfect Match 2 x 15ml - Hot Fever: Sức mạnh nhân đôi cho bộ móng không thể cưỡng lại!

Hãy mê mẩn **Hot Fever**, một sắc hồng không thể cưỡng lại sẽ khiến móng tay của bạn trở thành người tạo nên xu hướng! Bộ đôi này mang đến cho bạn sự kết hợp hoàn hảo giữa **sơn gel Perfect Match** lâu trôi và **sơn móng tay Dare To Wear** có độ bóng cao - cho kết quả chuyên nghiệp mà bạn sẽ yêu thích.

Hot Fever là một màu hồng rực rỡ tỏa ra niềm vui thuần khiết của cuộc sống. Kết cấu dạng kem dễ dàng sử dụng và đảm bảo lớp nền đều màu, có sắc tố cao với độ bóng rạng rỡ. Cho dù bạn đang tìm kiếm một chút màu sắc trong cuộc sống hàng ngày hay một phong cách quyến rũ cho buổi tối - **Hot Fever** là người bạn đồng hành hoàn hảo của bạn.

Lợi ích của bạn trong nháy mắt:

- **Sức mạnh nhân đôi:** sơn gel lâu trôi và sơn móng tay có độ bóng cao trong một bộ
- **Màu xu hướng Hot Fever:** Màu hồng tươi cho vẻ ngoài tự tin
- **Kết cấu dạng kem:** Sử dụng dễ dàng và mang lại kết quả đồng đều
- **Màu sắc có độ sắc tố cao:** Để có kết quả màu đậm sau lớp sơn đầu tiên
- **Lâu dài & rạng rỡ:** Để tận hưởng niềm vui với bộ móng được sơn hoàn hảo trong nhiều tuần

Nội dung: 2 x 15ml (1x Sơn gel kết hợp hoàn hảo, 1x Sơn móng tay dăm mặc)

Khám phá sức mạnh không thể cưỡng lại của LeChat Perfect Match và Dăm mặc!

Chi tiết kỹ thuật & giá

Mã sản phẩm	PMS044
Trọng lượng sản phẩm	0,15 kg
Trọng lượng vận chuyển	0,15 kg

Diễn trình bước

6. Schwitzschicht entfernen

14,23 EUR Bao gồm 19% Thuế GTGT, thêm Vận chuyển

2. 1 Schicht Gel vorbereiten und aushärten lassen

Aushärtungszeit

LED: 1 Minute

UV: 2 Minuten

3. 1 dünne Schicht des LECHAT Gel Polish auftragen und aushärten lassen

Aushärtungszeit

LED: 30 Sekunden

UV: 1 Minute

4. 1 weitere dünne Schicht des LECHAT Gel Polish auftragen und aushärten lassen

Aushärtungszeit

LED: 30 Sekunden

UV: 1 Minute

5. 1 Schicht Versiegelungsgel auftragen und aushärten lassen

Aushärtungszeit

LED: 2 Minuten

UV: 3 Minuten