


ibd Just Gel Polish - Tisk, Tisk 14ml

Thông tin sản phẩm



Tóm tắt sản phẩm

Mô hình gel chuyên nghiệp ở dạng nhỏ gọn!

Mô tả

ibd Just Gel Polish - Tisk, Tisk 14ml: Mang lại cho móng tay của bạn một vẻ lung linh trang nhã!

Ibd Just Gel Polish in Tisk, Tisk là sự lựa chọn hoàn hảo cho những ai muốn có bộ móng bền lâu, đẹp và rạng rỡ với vẻ ngoài kim loại thời thượng.

Thuận lợi:

- **Sắc thái bạc có độ bóng cao:** Mang lại cho móng tay của bạn vẻ quyến rũ và sang trọng. Lý tưởng cho những dịp đặc biệt hoặc để thêm điều gì đó vào diện mạo hàng ngày của bạn.

- **Dễ sử dụng:** Kết cấu dạng kem có thể được thoa chính xác và đồng đều nhờ lọ sơn móng tay và cọ cổ điển - giống như sơn móng tay thông thường.
- **Chất lượng studio lâu dài:** Tận hưởng bộ móng được sơn hoàn hảo, có khả năng chống trầy xước và mài mòn lên đến 2 tuần.
- **Công thức có sắc tố cao:** Cung cấp độ phủ màu đậm chỉ trong một đến hai lớp.
- **Tăng cường móng tay:** Công thức đặc biệt xử lý dưới ánh sáng LED hoặc tia cực tím và giúp móng tay của bạn thêm chắc khỏe và khả năng phục hồi.

Ứng dụng:

1. Chuẩn bị móng tay của bạn như bình thường để làm móng gel.
2. Phủ một lớp mỏng ibd Just Gel Polish in Tisk, Tisk.
3. Chứa lớp đầu tiên dưới đèn LED (30-60 giây) hoặc đèn UV (2 phút).
4. Lặp lại bước 2 và 3 để có độ phủ màu đậm hơn.
5. Che phủ móng tay của bạn bằng loại sơn phủ ibd top coat mà bạn chọn (được bán riêng).

Nội dung: 14 ml (0,5 fl oz)

Khám phá thế giới móng tay gel lâu trôi với ibd Just Gel Polish - Tisk, Tisk và trải nghiệm bộ móng rạng rỡ và được chăm sóc kỹ lưỡng như mới từ tiệm làm móng!

Chi tiết kỹ thuật & giá

Mã sản phẩm	65 661
Trọng lượng sản phẩm	0,03 kg
Trọng lượng vận chuyển	0,03 kg

Việc sử dụng

Mögliche Schwitzschicht mit Cleanser oder Alkohol entfernen

Nägel vorbereiten

Nội dung

ibd Just Gel Polish auftragen und unter

LED/UV Licht aushärten lassen

LED: 30 Sekunden

UV: 60 Sekunden

1-2 Schichten des gewählten ibd Just Gel Polish

auftragen und unter LED/UV Licht aushärten lassen

LED: 30 Sekunden

UV: 60 Sekunden

Zur Versiegelung ibd Just Gel Polish Top Coat auftragen

und unter LED/UV Licht aushärten lassen

LED: 30 Sekunden

UV: 120 Sekunden

Xem sản phẩm trực tuyến